



### **Bandes élastiques cohésives couleur - Longueur 4,5 m - Largeur 5 cm, 7,5 cm et 10 cm**

Bandage de compression, fonctionnel et de soutien - Fabrication Européenne.

**Bandage cohésif disponible en plusieurs couleurs.**

#### Caractéristiques :

Produit cohésif qui adhère à lui-même, et non à la peau ou aux vêtements  
Elasticité 100%  
Déchirables à la main  
Revêtement en latex de caoutchouc naturel  
Compression élevée.  
Hypoallergénique (conforme à la norme de biocompatibilité 10993-10 : Irritation cutanée).  
Grande capacité d'adaptation.  
Utilisation facile et confortable.

#### Utilisation :

Bandage cohésif spécialement conçu pour s'appliquer comme un bandage de compression, fonctionnel et de soutien.

#### Composition :

91% tissu non tissé avec polypropylène.  
9% élasthanne et latex.

#### Dimensions :

Longueur 4,5 m.  
Largeur: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm.  
Poids : 90 g/m<sup>2</sup>  
Couleurs disponibles: bleu, rouge et noir.

#### Mentions obligatoires :

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Fabrication Européenne.