

### Cathéter court BD Venflon 2 veineux périphérique avec site d'injection

Avec site pour injection en bolus au cours de la perfusion.

Canule en téflon sans aiguille.  
Muni d'ailettes pour une immobilisation du cathéter.  
Chambre de visualisation du reflux sanguin.

Composition :

- Sans latex, sans DEHP et sans phtalate.
- Aiguille biseautée en "Y" en acier inoxydable.
- Embase en polypropylène.
- Protecteur de l'aiguille en polypropylène.
- Valve en polysiloxane.
- Bouchon du site d'injection en polypropylène.
- Bouchon Luer Lock en polypropylène.
- Chambre de reflux en polypropylène.

Embase de différentes couleurs pour une identification de la gauge du cathéter.  
Utilisation pour tout type de perfusion, serum physiologique, nutrition parentérale et transfusion sanguine.

Usage unique.  
Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.  
Péremption : 5 ans après la stérilisation.

Conditionnement individuel stérile.  
Boîte de 50 cathéters.

Matériel médical CE.

Les cathéters courts BD Venflon 2 s'utilisent avec [les mandrins d'obturation BD Venflon2](#).

