



### Divan d'examen électrique Ecopostural, à double moteur

Hauteur réglable électriquement. Dossier inclinable.

Avec double moteurs électriques. Roulettes intégrées dans la base, porte-rouleau rabattable inclus et port USB au niveau de la base.

- Dossier rectangulaire avec cavité visage en forme de goutte et bouchon inclus.
- Hauteur réglable de 54 à 94 cm par colonne de levage symétrique à double moteurs électriques (avec commande au pied des deux côtés).
- Dossier réglable de -20° à 70° par vérin à gaz.
- Tube d'acier laqué avec peinture noire/grise époxy.
- Élévation verticale sans déport latéral.
- Roulettes intégrées dans la base.
- Avec porte-rouleau rabattable.
- 4 vis de compensation de sol antidérapantes.
- Port USB intégré.

#### Caractéristiques de la sellerie :

- Revêtement en simili cuir ignifuge de catégorie M2, conforme aux normes CE.
- Protection antimicrobienne et antibactérienne Sanitized®.
- Épaisseur de la mousse 4 cm.
- Soutien de mousse III - Ferme.

25 coloris au choix (voir nuancier).

**OFFRE SPÉCIALE : Pour l'achat d'un divan d'examen électrique ou hydraulique Ecopostural, un tabouret de la même couleur offert (voir image ci-contre).**

#### Dimensions :

- Longueur : 188 cm.
- Largeur : 62 cm ou 70 cm.
- Hauteur variable de 54 à 94 cm.
- Dossier : L 75 x l 62 ou 70 cm.

Piètement coloris gris et noir.

Poids : 100 kg.

Poids max. supporté : 250 kg.

Fabrication Européenne, garantie 3 ans.

Matériel médical CE.

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.

Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes Cavalry, Burgos et Madrid.

[Voir les tabourets.](#)