

### Gants d'examen latex poudrés Robé Médical, Boîte de 100 - 5 g - Aql 1,5

Résistants, non glissants, bonne précision des gestes.

Gants d'examen latex Robé. Pure soie de latex pour offrir une meilleure sensibilité, toucher très doux et fin.

- Très résistants.
- Légèrement poudrés.
- Non glissants.
- Poids : 5 g.
- AQL : 1,5.
- Non stériles.

**Le niveau AQL** (Acceptable Quality Level) est un standard de mesure de la qualité : 1 pour le niveau le plus élevé et 5 pour le plus faible. Cette classification n'est pas spécifique aux gants, elle permet d'informer l'utilisateur sur la qualité du produit concerné. Pour les gants d'examen, le niveau de qualité AQL de 1,5 figure parmi les niveaux les plus élevés.

**Le grammage** indique le poids du gant testé sur la taille M. Il est proportionnel à l'épaisseur du gant et donc à sa résistance notamment pour les déchirures.

Matériel médical CE conforme aux normes :

- EN 455-1,
- EN 455-2,
- ASTM D 3578,
- CE 93/42.

**4 tailles disponibles :**

- Small (6/7).
- Medium (7/8).
- Large (8/9).
- ExtraLarge (9/10)

**Couleur :** blanc crème.

**Utilisation :** pour tous types de soins et d'examen médicaux, infirmiers, et dentaire.

**Conditionnement :**

Vendus par boîte de 100 gants.

Prix dégressif à partir de 10 boîtes achetées.

