



### Spray désinfectant Isorapid - Flacon de 1 litre

Maxi flacon économique - Désinfectant de surface rapide large spectre et faible teneur en alcool

Recommandé pour la désinfection et le nettoyage des surfaces et des dispositifs médicaux non invasifs.

Solution prête à l'emploi sans aldéhyde au parfum fleuri agréable, avec séchage sans trace.

Large spectre avec temps d'action très court.

#### **Composition (100) :**

- Ethanol 20g
- 1-Propanol : 28g
- Ammonium quaternaire : 0.1g

#### **Propriétés microbiologiques :**

- Virucide: Actif sur **virus enveloppés**, selon la norme NF EN 14476 (Efficace en 30 secondes)
- EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN1650, EN 1656, EN 1657, EN 13610, EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14204, EN 14348, EN 14349, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 14675

#### **Conditionnement :**

- Lot de 3 flacons recharge + 1 pulvérisateur.
- En bidon de 2 litres.
- En bidon de 5 litres.

Fabriqué en Suisse

Dispositif médical CE

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.*

- H226 Liquide et vapeurs inflammables
- H318 Provoque des lésions oculaires graves
- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges