



# Choisissez le stéthoscope Littmann® qui vous correspond le mieux !

Les stéthoscopes 3M™ Littmann® vous offrent de très bonnes performances acoustiques, de qualité élevée et constante ainsi qu'une valeur ajoutée exceptionnelle. Presque tous les stéthoscopes Littmann® utilisent la technologie de la membrane double fréquence, une invention 3M qui vous donne la capacité d'entendre différents sons de hautes et basses fréquences sans tourner le pavillon ni changer de foyer d'auscultation.

## Expérimentez le pouvoir de la membrane double fréquence :



### PRESSION LEGERE :

Exercez une légère pression sur le pavillon pour entendre les sons de basses fréquences.



### PRESSION FERME :

Exercez une pression ferme sur le pavillon pour entendre les sons de hautes fréquences.

Infirmiers		"Classic"				"Cardiology"			Electronique	
<b>6</b> Performance Acoustique Idéal pour la mesure de la pression artérielle et les examens cliniques de base.		<b>7-8</b> Performance Acoustique Fiable, outil d'examen clinique et de surveillance du patient.				<b>9-10</b> Performance Acoustique Conçus pour répondre aux besoins des professionnels de santé. Garantissent une qualité acoustique exceptionnelle afin de fournir le meilleur diagnostic possible.			<b>10+</b> Performance Acoustique Auscultation de haute précision. Capacité d'écoute améliorée grâce à l'amplification et la réduction des bruits ambiants.	
<b>Stéthoscope Lightweight II S.E.</b>		<b>Stéthoscope Classic II Pédiatrique et Nouveau-né</b>		<b>Stéthoscope Master Classic II™</b>		DISPONIBLE MAINTENANT <b>Stéthoscope Cardiology III™</b>			<b>Stéthoscope Electronique Modèle 3100</b>	
<b>Stéthoscope Select</b>		<b>Stéthoscope Classic II S.E.</b>		<b>Stéthoscope Classic III™</b>		<b>Stéthoscope Cardiology IV™</b>			<b>Stéthoscope Electronique Modèle 3200</b>	
Double pavillon ovoidal 118 grammes Membrane double fréquence Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 54 mm		Double pavillon 105 grammes Garantie 3 ans Pavillon : Pédiatrique Dia. 25-33 mm Nouveau-né Dia. 19-27 mm		Simple pavillon 160 grammes Membrane double fréquence Garantie 3 ans Pavillon : Dia. 44 mm		Double pavillon 180 grammes Deux membranes double fréquence Double tubulure Garantie 5 ans Pavillon : Côté adulte Dia. 43 mm Côté pédiatrique : Dia. 33 mm			185 grammes Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 51 mm	
Simple pavillon 120 grammes Membrane double fréquence Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 44 mm		Double pavillon 135 grammes Membrane double fréquence Garantie 3 ans Pavillon : Dia. 44 mm		Double pavillon 150 grammes Membrane double fréquence des deux côtés du pavillon Petit pavillon convertible en cloche traditionnelle Garantie 5 ans Pavillon : Côté adulte : Dia. 43 mm Côté pédiatrique : Dia. 33 mm		Double pavillon 177 grammes Membrane double fréquence en une seule pièce sur chaque côté du pavillon Double tubulure Garantie 7 ans Pavillon : Côté adulte Dia. 43 mm Côté pédiatrique : Dia. 33 mm			Connexion par technologie Bluetooth® Enregistrement et re-écoute 185 grammes Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 51 mm	
Simple pavillon 185 grammes Membrane double fréquence Double tubulure Garantie 7 ans Pavillon : Dia. 51 mm										

[www.Littmann.fr](http://www.Littmann.fr)


3M, Littmann, le logo Littmann, Master Cardiology, Master Classic II, Cardiology III, Cardiology IV, Classic III sont des marques déposées de 3M. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG.



N°Cristal 09 69 321 478  
APPEL NON SURTAXE



# Stéthoscopes 3M™ Littmann®: couleurs et finitions disponibles



<b>Electronique 3200</b>	69 cm	3200BK27	3200BU	3200NB			3200T																							
<b>Electronique 3100</b>	69 cm	3100BK27	3100BU	3100NB																										
<b>Master Cardiology™</b>	69 cm	2160 2161* 2175* 2176*	2163	2164	2165 2183*	2167			2178											2182*										
<b>Cardiology IV™</b>	69 cm	6152	6153	6154	6155	6156			6158	6157																6161				
<b>Cardiology III™</b>	69 cm	3131BE¹ 3128BRS² 3157SM⁴ 3152RBW⁵					3137 3137CPR³	3136		3146					3140					3149	3166⁴	3165⁴	3158⁵	3159⁴	3161⁴					
<b>Master Classic II™</b>	69 cm	2144L 2141¹	2146	2147	2632					2634	2633	2143		2630												2636¹				
<b>Classic III™</b>	69 cm	5620 5803¹ 5811¹	5627	5622	5624	5831	5809²	5621		5630			5626 5806³	5623 5807³	5629					5633			5812¹		5832	5835	5839	5829	5840	5639
<b>Classic II S.E.</b>	71 cm	2201	2211	2205							2813		2210							2822	2817									
<b>Classic II Pédiatrique</b>	71 cm	2113		2123									2122	2119 2153⁵	2155		2113R		2136			2154	2115							
<b>Classic II Nouveau-né</b>	71 cm	2114											2125 2157⁵	2124	2179		2114R		2156			2158	2120							
<b>Select</b>	71 cm	2290	2293							2305	2301	2294	2296	2291					2298	2306	2310	2292								
<b>Lightweight II S.E.</b>	71 cm	2450	2451								2454			2452					2453											

Pour toute demande concernant des stéthoscopes d'enseignement ou stéthoscopes destinés à l'usage vétérinaire, merci de vous adresser au Centre Information Clients de 3M (N° Cristal).

**3M France**  
 Division Prévention des Infections  
 Boulevard de l'Oise  
 95006 CERGY-PONTOISE Cedex  
 Tél. 01 30 31 82 82  
 Fax. 01 30 31 85 65  
 www.Littmann.fr

IPD - 000823 - Janv 2016. Dispositifs médicaux de classe I (stéthoscopes acoustiques) et dispositifs médicaux de classe IIa (stéthoscopes électroniques) selon la directive 93/42/CEE. Marquage CE (stéthoscopes acoustiques) et marquage CE0086 (stéthoscopes électroniques). 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice avant toute utilisation. Distribués par 3M France – Boulevard de l'Oise – 95006 Cergy Pontoise Cedex.

### Couleurs approximatives. Les teintes et modèles peuvent varier et évoluer. Renseignez-vous sur les disponibilités.



1

**Black Edition**  
 Pavillon et lyre  
 édition noir.



3

**Cuivre Edition**  
 Pavillon et lyre  
 édition cuivre.



5

**Rainbow Edition**  
 Pavillon édition rainbow  
 et lyre édition or brillant.



2

**Laiton Edition**  
 Pavillon et lyre  
 édition laiton.



4

**Smoke Edition**  
 Pavillon et lyre édition  
 smoke (noire)



6

**Rainbow Edition**  
 Pavillon édition rainbow  
 et lyre édition laiton.